

Gebrauchsanweisung KALLI FORM (HMV-Nr. 11.39.01.1014)

Sitzkissen zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung

• Indikation | Merkmale

Das Antidekubitus-Rollstuhl- und Sitzkissen KALLI FORM ist sowohl für die Dekubitusprophylaxe (gemäß Braden-Skala bis einschließlich der Risikostufe „hoch“) als auch für die Dekubitustherapieunterstützung (bis einschließlich Kategorie II nach EPUAP) geeignet. Der einschichtige viscoelastische Schaumstoff mit Formgedächtnis und die anatomisch vorgeformte Sitzfläche ermöglichen eine konturgenaue Anpassung an den Patienten und eine statische Druckentlastung. Das KALLI FORM Sitzkissen ist auch bei schmerzempfindlichen Patienten einsetzbar.

• Anwendungsbereich | Funktion

Das Antidekubitus-Sitzkissen KALLI FORM ist ein Medizinprodukt der Klasse I, das zur Verhütung, Behandlung oder Linderung von Dekubitalulzerationen im Sakralbereich bestimmt ist. Es ist für Patienten vorgesehen, bei denen aufgrund einer Krankheit oder Behinderung ein dauerhaftes Sitzen erforderlich ist und ein erhöhtes Dekubitusrisiko im Sitzen besteht. Das KALLI FORM Sitzkissen ist für den Einsatz im häuslichen Bereich sowie für den Einsatz in Alten- und Pflegeheimen sowie Kliniken geeignet. Es ist für die Anwendung auf der Sitzfläche eines Rollstuhls oder einer anderweitigen Sitzgelegenheit vorgesehen. Die Sitzgelegenheit muss eine stabile, ebene Unterlage haben, die mit den Außenkanten des Sitzkissens übereinstimmt. Die Sitzfläche darf keine scharfen Ecken und Kanten aufweisen, die das Sitzkissen beschädigen können. Eine Trageschleife an der Einstiegsseite erleichtert die Handhabung und den Transport des Kissens.

Der eingesetzte Schaum mit Formgedächtnis gewährleistet eine Stabilisierung des Beckens, eine Optimierung der Sitzposition und die Druckverteilung auf eine größere Fläche. Durch die Eigenbewegungen bzw. die Gewichtsverlagerungen des sitzenden Patienten erfolgt eine wechselseitige Druckentlastung. Somit wird die Durchblutung in den jeweils weniger belasteten Geweberealen verbessert und das Entstehungsrisiko eines Dekubitus verringert.

Hinweis: Für den Betreiber/Anwender von Medizinprodukten ist die Medizinprodukte-Betreiber-Verordnung (MPBetreibV) verbindlich. Der Anwender muss die entsprechende Sachkenntnis besitzen, um die Eignung des Produktes zu prüfen und das bestehende Dekubitusrisiko sowie vorhandene Dekubitalulzerationen beurteilen zu können.

- Kontrollieren Sie das Antidekubitus-Sitzkissen vor und während der Anwendung auf eventuelle Schäden und Mängel, um sicherzustellen, dass während der Lagerung oder des Transports keine Beschädigungen oder Defekte entstanden sind. Ein beschädigtes bzw. defektes Sitzkissen darf nicht eingesetzt werden.
- Überprüfen Sie, ob die Sitzgelegenheit für die Anwendung des KALLI FORM Sitzkissens geeignet ist.
- Legen Sie das KALLI FORM Sitzkissen mit der grauen, rutschfesten Unterseite auf die Sitzfläche, so dass die schwarze Seite die Oberseite und Sitzfläche darstellt. Die Trageschleife muss zum Einstieg zeigen.
- Der Inkontinenzbezug ist bei Lieferung auf das Sitzkissen aufgezogen.

Das KALLI FORM Sitzkissen ist für Patienten mit einem Gewicht von 40 kg bis maximal 120 kg geeignet. Die ideale Einsatztemperatur liegt zwischen 10 °C und 40 °C.

• Anwendungsrisiken | Kontraindikation

Das KALLI FORM Sitzkissen ist bei Patienten mit völlig fehlenden Eigenbewegungen oder einer Schaumstoffallergie nicht einzusetzen!

Achten Sie bitte unbedingt auf die Gewichtsbeschränkungen für diese Kissen.

Bei der Positionierung des Patienten ist ein direktes Sitzen auf bestehenden Wunden zu vermeiden.

Der Einsatz des KALLI FORM Sitzkissens ersetzt nicht die regelmäßigen Positionierungswechsel.

• Material | Pflege und Reinigung

Der Kissenkern ist mit Seifenwasser und handelsüblichen Desinfektionsmitteln zu reinigen bzw. zu desinfizieren sowie mit Sättigungsdampf im VDV-Verfahren bis zu einer Temperatur von 75 °C zu autoklavieren.

Der Bezug des Sitzkissens ist standardmäßig ein schwarz-blauer Pharmatex-PU-Bezug mit rutschfester Unterseite, die einen festen Halt des Kissens auf der Sitzgelegenheit (Rollstuhl, Stuhl u. a.) ermöglicht. Der Sitzkissenbezug ist abnehmbar und kann im Fall einer Verunreinigung in der Waschmaschine mit handelsüblichen Waschmitteln bei max. 95 °C gewaschen werden.

Der Wiedereinsatz des Sitzkissens KALLI FORM wird nicht empfohlen.

Die Herstellung des KALLI FORM Sitzkissens unterliegt höchsten Qualitätsnormen. Damit sich die vom Hersteller angegebenen Eigenschaften nicht verändern, beachten Sie hierzu die Merkblätter *Allgemeine Reinigungs- und Pflegehinweise zu SHP-Produkten/Wiedereinsatz von SHP-Produkten und Reinigung und Pflege von SHP-Produkten*. Diese stehen auf unserer Internetpräsenz zum Download für Sie bereit.



Gebrauchsanweisung KALLI FORM (HMV-Nr. 11.39.01.1014)

Sitzkissen zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung

• Maße

Artikelnummer	Abmessungen (B x T x H)	Gewicht	zulässiges Patientengewicht
K30402	38 x 38 x 8 cm	1,0 kg	40–120 kg
K30407	40 x 40 x 8 cm	1,1 kg	40–120 kg
K30408	42 x 42 x 8 cm	1,2 kg	40–120 kg
K30409	44 x 43 x 8 cm	1,3 kg	40–120 kg
K30411	45 x 42 x 8 cm	1,3 kg	40–120 kg
K30412	46 x 45 x 8 cm	1,4 kg	40–120 kg
K30413	48 x 43 x 8 cm	1,4 kg	40–120 kg
K30414	50 x 45 x 8 cm	1,6 kg	40–120 kg

• Technische Daten

HMV-Nr.	11.39.01.1014
Material Raumgewicht Stauchhärte	viscoelastischer Formschaum 80 kg/m³ 3,8 kPa
Bezug	Pharmatex-Gewebe: 65 % Polyurethan, 35 % Polyester Antirutsch-Unterseite: 57 % Polyurethan, 43 % Polyester Brandschutznormen: DIN EN 597 Teil I + II
Pflege	Kern       Bezug      

• Ansicht



• Hinweis

Das Kissen ist entsprechend der vorliegenden Gebrauchsanweisung zu benutzen und diese ist für eventuelle Rückfragen sorgfältig aufzubewahren. Dadurch können Schäden oder Gefährdungen durch Fehlanwendungen vermieden werden. Sie enthält wichtige Informationen, die für einen sachgerechten Einsatz notwendig sind.

Schützen Sie das Sitzkissen vor offenem Feuer (z. B. Zigaretteglut, Kerze) direkter Sonneneinstrahlung oder sonstiger Hitzeeinwirkung. Es besteht Brandgefahr!